

GPS-paikannusranneke



Paikantava gps-ranneke asiakkaan turvana

GPS-paikannusranneke on tarpeellinen apuväline henkilölle, jonka toimintakyky on rajoittunut ja hänen liikkumistaan tulee tarvittaessa seurata (esimerkiksi muistisairas). Paikannusranneke antaa turvaa myös paikannettavalle henkilölle itselleen, sillä hän saa hälytettyä apua rannekkeen avulla sijainnistaan riippumatta.

Paikannuspalvelu on aina asiakkaan tarpeet huomioiva kokonaisuus, jonka ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan turvallisuus.

Palvelu tuotetaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidon ja Palvelukeskus Helsingin yhteistyönä.



Näin palvelumme toimii

GPS-paikannusranneke lähettää hälytyksen Palvelukeskus Helsingin turvapuhelinpäivystykseen asiakkaan poistuessa niin sanotulta turva-alueelta, joka on juuri hänelle määritelty. Turvapuhelinpäivystyksessä työskentelee koulutetut ja kokeneet terveydenhoitoalan ammattilaiset vuoden jokaisena päivänä ja tuntina.

Hälytyksen saapuessa Palvelukeskuksen hoitohenkilö avaa kaksisuuntaisen puheyhteyden paikannusrannekkeeseen, josta hälytys on tullut. Samalla asiakkaan liikkeitä seurataan reaaliaikaisesta kartta-sovelluksesta. Useimmiten tilanne selviää jo keskustelun avulla ja asiakas palaa turvallisesti kotiin.

Jos asiakasta ei tavoiteta puheella tai asiakas ei osaa esimerkiksi palata ohjeistettuna kotiin, Palvelukeskuksen turvapuhelinpäivystyksen partio lähtee etsintäkäynnille. Kun asiakas löytyy, tarkistetaan hänen terveydentila, jonka perusteella hänet saatetaan joko kotiin tai toimitetaan saamaan ensiapua.



Laitteisto ja ominaisuudet

GPS-paikannusranneke on kello, jossa on sim-kortti paikannukseen ja kahdensuuntaiseen puheyhteyteen. Ranneke on roiskesuojattu, ja siinä on joko erikoisavaimella avattava dementialukko tai nahkaranneke.



Rannekkeen mukana toimitetaan lataustelakka, jolla laite ladataan. Helsingin kotihoidon henkilökunta huolehtii rannekkeen latauksesta sekä dementialukon avaimen säilytyksestä.



GPS-paikannusrannekkeessa on hälytyspainike, jolla asiakas saa tehtyä tarvittaessa hälytyksen Palvelukeskus Helsingin turvapuhelinpäivystykseen.

Palvelukeskus Helsingillä on käytössään karttasovellus, jolla asiakasta voidaan seurata reaaliaikaisesti. Paikannus tapahtuu muutaman metrin tarkkuudella.

Turva-alueen määrittely ja laitteiston asennus

Asiakas, hänen omaisensa ja kaupungin kotihoidon henkilöstö määrittelevät yhdessä asiakkaan turva-alueen, jolla asiakas voi liikkua ilman hälytystä. Turva-alue määritellään ennen rannekkeen käyttöönottoa. Turva-alueita voivat olla esimerkiksi lähikauppa, terveysasema ja pihapiiri. Lisäksi voidaan määritellä kellonajat, jonka sisällä turva-alueelta poistuminen ei laukaise hälytystä.

Palvelukeskus Helsingin turvapuhelinasentaja tuo laitteiston asiakkaan kotiin, testaa laitteiston toimivuuden ja samalla opastaa asiakasta ja mahdollisesti myös omaista GPS-paikannusrannekkeen käytössä.

Palvelukeskus vastaa laitteiston huoltotoimenpiteistä, ja kaupungin kotihoito rannekkeen akun latauksesta ja dementialukon avainhallinnasta.

Kysy lisää GPS-
paikannusrannekkeesta
neuvontanumerostamme
09 310 70200

Parasta
Bäst yhdessä
tillsammans
Best
together